



KUIDAS TÕLGENDADA KTG-D

26 AUGUST 2016, KELL 10:00, ITK V. TUPITSA NIMELINE AUDITOORIUM

Lektor Ferenc Szirko

Ferenc Szirko,

„Kardiotokograafia on lihtne ja kättesaadav meetod loote jälgimiseks. Kardiotokograafia tähendab loote südame löögisageduse ja emaka kokkutõmmete samaaegset registreerimist. Saadud info kirjutab aparaat paberlindile. ...

KTG abil hinnatakse loote kesknärvisüsteemi varustatust hapnikuga e. oksügenisatsiooni. Normaalne KTG viitab üsna kindlalt heas seisundis lootele. Sageli kasutatakse uuringut juba raseduse III trimestril, kuid kindlasti tehakse seda sünnituse ajal loote seisundi ja sünnitustegevuse jälgimiseks.“

Kava

10:00	Raseda vereringe Uteroplatsentaarne vereringe Loote vereringe Sünnituse mõju fetoplatsentaarsele vereringele Ravimite mõju fetoplatsentaarsele vereringele
12:30	Vaheaeg
13:30	FIGO juhised FIGO ja Neoventa juhiste erinevused KTG väärtõlgendamise põhjused KTG väärtõlgendamisest hoidumise võimalik strateegia ja taktika
16:00	Kokkuvõte

Registreerimine www.itk.ee